



Descripción de producto

Reflectómetro para la evaluación de tiras reactivas. El QUANTOFIX Relax es el dispositivo ideal para la evaluación objetiva de nuestras tiras reactivas QUANTOFIX. Combina la simplicidad de las tiras reactivas con la seguridad del análisis instrumental, ofreciendo así lo mejor de ambos mundos. No requiere tiras especiales, pero evalúa las tiras reactivas pH-Fix y QUANTOFIX habituales.

Especificaciones

Marca	QUANTOFIX
Tipo	Reflectómetro con control por microprocesador, autodiagnóstico y calibración automática
Pantalla	LCD retroiluminada con pantalla táctil
Funcionamiento	Entrada alfanumérica a través de la pantalla táctil
Memoria de datos	200 mediciones
Tiras por horas	50
Actualización	Gratuita por internet o PC
Interfaces	RS232, USB B (host), PS/2 para conectar teclado o lector de código de barras
Idiomas	DE / EN / FR / ES / IT / PT / PL / TR / HU
Información adicional	Impresora térmica integrada
Calibración	Automática, autocalibrada
Rango de funcionamiento	10-40 °C (50-104 °F), máx. Humedad relativa del 80 % (sin condensación)
Alimentación	100-240 V CA, opcional con 6 pilas AA
Peso - Peso bruto (con embalaje)	0,71 kg - 1650 g / 3,64 lbs
Contenido	QUANTOFIX Relax, fuente de alimentación, adaptador, manual, 1 rollo de papel de impresora y certificado.
Dimensiones del embalaje	230 x 320 x 170 mm / 9,06 x 12,60 x 6,69 pulgadas.
Material peligroso	No.

Tiras reactivas para el QUANTOFIX® Relax

Test	Rango de medición	Referencia
QUANTOFIX® Amonio*	10 - 350 mg/L NH ₄ ⁺	91315
QUANTOFIX® Ácido ascórbico	25 - 1000 mg/L vitamina C	91314
QUANTOFIX® Cloro Sensitivo	0,1 - 10 mg/L Cl ₂	91339
QUANTOFIX® Cromato	3 - 100 mg/L CrO ₄ ²⁻	91301
QUANTOFIX® Formaldehído*	10 - 200 mg/L HCHO	91328
QUANTOFIX® Hierro total	5 - 500 mg/L Fe ^{2+ 3+}	91330
QUANTOFIX® Ácido total	2 - 5 g/L Ácido cítrico	91353
QUANTOFIX® Azúcar total	55 - 700 mg/L fructosa / glucosa	91352
QUANTOFIX® Glucosa	50 - 2000 mg/L glucosa	91348
QUANTOFIX® Cobre	10 - 300 mg/L Cu ^{+ 2+}	91304
QUANTOFIX® Níquel	5 - 100 mg/L Ni ²⁺	91305
QUANTOFIX® Nitrato 100	3 - 100 mg/L NO ₃ ⁻ / 0,5 - 50 mg/L NO ₂ ⁻	91351
QUANTOFIX® Nitrato / Nitrito	10 - 500 mg/L NO ₃ ⁻ / 0,5 - 80 mg/L NO ₂ ⁻	91313
QUANTOFIX® Nitrito	0,5 - 80 mg/L NO ₂ ⁻	91311
QUANTOFIX® Nitrito 3000	0,1 - 3,0 g/L NO ₂ ⁻	91322
QUANTOFIX® Ácido peracético 50	5 - 50 mg/L ácido peracético	91340
QUANTOFIX® Ácido peracético 500	50 - 500 mg/L ácido peracético	91341
QUANTOFIX® Ácido peracético 2000	500 - 2000 mg/L ácido peracético	91342
QUANTOFIX® Peróxido 25	0,5 - 25 mg/L H ₂ O ₂	91319
QUANTOFIX® Peróxido 100	1 - 100 mg/L H ₂ O ₂	91312
QUANTOFIX® Peróxido 1000	50 - 1000 mg/L H ₂ O ₂	91333
QUANTOFIX® Fosfato*	3 - 80 mg/L PO ₄ ³⁻	91320
QUANTOFIX® Sulfito	10 - 500 mg/L SO ₃ ²⁻	91306
QUANTOFIX® Zinc	5 - 40 mg/L Zn ²⁺	91310
pH-Fix 0 - 14**	pH 1,0 - 13,0	92110
pH-Fix 0,0 - 6,0	pH 0,5 - 6,0	92115
pH-Fix 2,0 - 9,0	pH 2,0 - 9,0	92118
pH-Fix 3,6 - 6,1**	pH 3,6 - 6,1	92130
pH-Fix 4,5 - 10,0	pH 4,5 - 10,0	92120
pH-Fix 6,0 - 10,0	pH 6,0 - 10,0	92122
pH-Fix 6,0 - 7,7	pH 6,0 - 7,7	92150
pH-Fix 7,0 - 14,0	pH 7,0 - 13,5	92125

NO utilice estas tiras reactivas junto con el QUANTOFIX® Relax para aplicaciones médicas.

* Este producto contiene sustancias peligrosas que deben ser indicadas en la etiqueta. Más información en la ficha de datos de seguridad.

** Las tiras reactivas de los contenedores TP también pueden ser evaluadas con el aparato.