



Descripción de producto

El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar hasta 24 pruebas (excepto agua destilada). Este kit trae 25 viales y las instrucciones de uso.

Todos los kits de DQO requieren de un bloque digestor y el fotómetro V-2000, un fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 16 mm (los instrumentos se venden por separado).

Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas; por tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.

Este kit contiene mercurio. Disponga del producto siguiendo las leyes locales, estatales o federales.

Rango: 0-15.000 ppm (HR+) (no aprobado por la USEPA)

Método: digestión con reactor de dicromato

Tiempo de análisis: digestión de 2 horas