



## Descripción de producto

Las tiras reactivas tratadas químicamente cambian para indicar el nivel de desinfectante. Las tiras y la tabla de colores comparativa vienen empaquetadas en un vial de plástico impermeable. Las tiras 2951 se encuentran específicamente formuladas para medir todos los tipos de QAC.

## Especificaciones

<b>Factor de prueba</b>	QAC
<b>Sistema de prueba</b>	Comparación visual de colores de la tira reactiva
<b>Rango/sensibilidad</b>	50, 100, 200, 400 ppm
<b># de pruebas</b>	100