



Descripción de producto

Este kit de prueba para QAC usa el método de valoración de lectura directa. El rango y la sensibilidad es 0-1.000 ppm/20 ppm, 0-5.000 ppm/100 ppm con dilución.

Especificaciones

Factor de prueba:	QAC
Método de prueba:	Valorador de lectura directa BPB
Rango/sensibilidad:	0-1.000 ppm/20 ppm 0-5.000 ppm/100 ppm con dilución
Número de pruebas:	50 a 1000 ppm
Número de reactivos:	2

Accesorios Recomendados:

Descripción del Artículo	Código de orden
Repuesto de reactivo del kit de prueba QAC de rango alto	R-3042-01