



Descripción de producto

Este kit de prueba de QAC usa el método de valoración de lectura directa. El rango y la sensibilidad es de 0-500 ppm/10 ppm de cloruro de alquil dimetil amonio.

A la muestra a analizar se le agrega un indicador de azul de bromofenol enmascarado, que se vuelve verde; por otro lado, se le añade tetrafenilborato sódico para completar la QAC, y el color cambia a rojo. Este método se adapta mejor para las concentraciones más altas de QAC.

Especificaciones

Factor de prueba:	QAC
Sistema de prueba:	Valorador de lectura directa BPB
Rango/sensibilidad:	0-500 ppm/10 ppm Cloruro de alquildimetilbencilamonio
Número de pruebas:	50 a 500 ppm
Número de reactivos:	2

Accesorios Recomendados:

Descripción del Artículo	Código de orden
Repuesto de reactivo del kit de prueba QAC	R-3043-DR-01