



Especificaciones

Descripción de producto

Este kit de prueba mide el ácido peracético y el peróxido de hidrógeno utilizando el método del frasco gotero. El rango/sensibilidad es 1 gota = 50 ppm de peróxido y 1 gota = 15 ppm de ácido peracético.

Factor de prueba	Ácido peracético
Sistema de prueba	Frasco gotero
Rango/sensibilidad	1 gota = 50 ppm de peróxido 1 gota = 6, 15 o 300 ppm de ácido peracético
Número de pruebas	50
Número de reactivos	5
Precisión	+/- 6 ppm de error en una solución de 100 ppm

Accesorios Recomendados:

Descripción del Artículo	Código de orden
Repuesto de reactivo del kit de prueba de ácido peracético	R-7191-02