



### Especificaciones

#### Descripción de producto

Este kit de prueba mide la salinidad mediante el método de valoración de lectura directa. El rango y la sensibilidad es de 0-40 ppt/0.4 ppt de salinidad.

**Factor de prueba**

Salinidad

**Sistema de prueba**

Sal

**Rango/sensibilidad**

Titulación de lectura directa

**Número de pruebas**

0-20 ppt de salinidad en incrementos de 0.4 ppt

**Número de reactivos**

50

Nota: los valoradores de la lectura directa tienen un rango específico, pero se pueden utilizar rellenos para analizar concentraciones más altas.

#### Accesorios Recomendados:

Descripción del Artículo	Código de orden
Repuesto de reactivo del kit de prueba de salinidad	R-7459-01