



### Descripción de producto

Tiras reactivas semicuantitativas para la determinación de ácido ascórbico. Ideal para un análisis rápido y sencillo directamente in situ. Se puede utilizar con el lector de tiras reactivas QUANTOFIX Relax. No requiere mantenimiento ni calibración.

### Especificaciones

<b>Sistema de prueba</b>	Tiras reactivas semicuantitativas
<b>Parámetro</b>	Ácido ascórbico
<b>Escala</b>	0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000 mg/L Vitamina C
<b>Cambio de color</b>	Amarillo → Verde-Azul
<b>Evaluable en reflectómetro</b>	QUANTOFIX Relax
<b>Rango de medición</b>	25 - 1000 mg/L de vitamina C
<b>Método</b>	Azul de fosfomolibdeno
<b>Reactivo adicional</b>	No
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	4-30 °C
<b>Número de pruebas</b>	100 tiras reactivas en un tubo