



Descripción de producto

Tiras reactivas semicuantitativas para la determinación de Ácido Peracético. Ideal para un análisis rápido y sencillo de Ácido Peracético directamente in situ. Se puede utilizar con el lector de tiras reactivas QUANTOFIX Relax.

Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sistema de prueba | Tiras reactivas semicuantitativas |
| Parámetro | Ácido peracético |
| Escala | Ácido peracético - 0•50•100•200•300•400•500 mg/L Peressigsäure |
| Cambio de color | Ácido peracético - amarillo → verde |
| Evaluable en reflectómetro | QUANTOFIX Relax |
| Rango de medición | Ácido peracético - 50-500 mg/L Peressigsäure |
| Método | Ácido peracético - Reacción redox |
| Reactivo adicional | No |
| Temperatura de almacenamiento | 4-30 °C |
| Número de pruebas | 100 tiras reactivas en un tubo |