



Descripción de producto

Tiras reactivas semicuantitativas para la determinación de Arsénico. Ideal para un análisis rápido y fácil de arsénico directamente en el sitio. No requiere mantenimiento ni calibración.

Especificaciones

Sistema de prueba	Tiras reactivas
Parámetro	Arsénico
Método	Prueba de Gutzeit modificada
Rango	0•0.005•0.01•0.025•0.05•0.1•0.25•0.5 mg/L As ³⁺ 5+
Cambio de color	Blanco→ amarillo-marrón
Evaluable en reflectómetro	No
Temperatura de almacenamiento	4–30 °C
Número de pruebas	100 tiras reactivas en un tubo