

### Descripción de producto

El termómetro Saf-T-Log: mide, almacena, descarga e imprime informes HACCP. ¡No más registros de papel o dispositivos complicados para capacitar al personal en su uso! El Saf-T-Log es tan fácil de usar como su termómetro actual.

El Saf-T-Log utiliza software para PC para crear una lista de hasta 300 elementos que usted mide habitualmente, 10 acciones correctivas, junto con hasta 25 usuarios. Cada elemento puede incluir un límite de temperatura alta / baja que le da al usuario retroalimentación instantánea en pantalla de aprobación/falla o si / no en artículos que no son de temperatura. Se puede agregar una función de retardo de tiempo a cada elemento de temperatura. Se pueden crear hasta siete listas de verificación diferentes a la vez, para guardarlas, enviarlas por correo electrónico a otros usuarios y cargarlas en cualquier Saf-T-Log.

Registre hasta 1000 lecturas simplemente desplazándose hasta el elemento correcto y presionando grabar. Cualquier respuesta "fallida" o "no" puede impulsar la selección de una acción correctiva. Una vez que se toman las lecturas, se pueden descargar a una PC automáticamente cuando se vuelven a conectar. Los datos se archivan y se genera un informe automáticamente sin entrada adicional del usuario. El informe de Saf-T-Log está bloqueado para que los datos registrados no se puedan alterar.

Alojado en una carcasa resistente al agua IP66 / 67 con una selección de sondas de termopar tipo K intercambiables, el Saf-T-Log se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones. El termómetro Saf-T-Log incluye una pantalla retroiluminada de alto contraste con una precisión de  $\pm 0,4^\circ\text{C}$  y una función de ajuste de calibración. Tenga en cuenta: El Saf-T-Log es exclusivo de la sonda.

#### SOFTWARE SAF-T-LOG

El software Saf-T-Log está disponible en nuestro sitio web.

#### LISTAS DE VERIFICACIÓN PERSONALIZADAS

Simplemente cree su propia lista de verificación de elementos, cárguela en la unidad, conecte la sonda adecuada y almacene las lecturas con solo tocar un botón.

#### ACCIONES CORRECTIVAS

Se solicita al usuario que seleccione una acción correctiva si la lectura está fuera del límite aceptable. Fácil de implementar y utilizar para el personal.

#### GENERADOR DE INFORMES

Los informes se crean automáticamente a partir de las lecturas guardadas. Los resultados fallidos se resaltan y se incluyen notas o acciones correctivas. ¡Elimina la necesidad de registros de papel!

#### Punto de conexión USB:

El Saf-T-Log incorpora un puerto USB que permite al usuario conectarse a una PC. Ofrecemos una amplia gama de sondas de termopar tipo K intercambiables, para una variedad de aplicaciones diferentes. Para obtener todos los detalles de las sondas disponibles comuníquese con nuestro equipo de ventas o explore opciones en nuestro sitio web.



### Características

- \* Muestra la fecha, la hora y el nombre de usuario con cada lectura
- \* Archiva datos automáticamente y crea informes
- \* Ayuda a su empresa a cumplir con HACCP
- \* El precio del Saf-T-Log no incluye la sonda

### Especificaciones

- Rango** // -100 hasta 1372 ° C
- Resolución** // 0,1 ° C
- Exactitud** //  $\pm 0,4^\circ\text{C} \pm 0,1\%$
- Batería** // 3 x AAA de 1,5 voltios
- Duración de la batería** // 3000 horas (sin retroiluminación)
- Tipo de sensor** // Termopar K
- Monitor** // LCD de 12 mm
- Iluminar desde el fondo** // si
- Dimensiones** // 32 x 71 x 141 mm
- Peso** // 220 gramos
- Material de la Caja** // Plástico ABS con aditivo antibacteriano Biomaster
- País de fabricación** // Reino Unido
- Resistencia al agua / polvo** // Protección IP66 / 67
- Escala de medición** // Celsius / Fahrenheit
- Certificación** // Certificado de calibración trazable GRATIS

### Accesorios recomendados

- \* YF 050 Soporte de pared y Funda blanca Therma Series
- \* YF 020 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. 10 Tubos 70 un. c/u
- \* YF 220 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial. Caja de 100 un.